



Antibac

Ytdesinfektionsservetter med tensid singelpack

Desinfektionsservett



Antibac singelpackade ytdesinfektionsservett med tensid är avsedd för desinfektion av mindre ytor som t.ex. toalettsitsar, dörrhandtag etc. Har effekt på bakterier, svamp, alla höljeförsedda virus samt vissa nakna virus som t.ex. Adenovirus och Murine Norovirus. Produkten består av ca 75 vol% denaturerad etanol samt tensid.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal effekt) 5 min

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek, (fungicidal effekt) 15 min

EN13697 (jästicidal effekt) 60 sek

EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek

EN14348 (M. Avium) 60 sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

| | |
|--------------------------|---|
| Användningsområde | Passar för desinfektion av utrustning och mindre ytor (1 m ²) som t.ex. dörrhandtag och andra tagytor. Singelpackad servett är enkel att ha med sig i väskan eller i fickan. |
| Produktegenskaper | Servetten är av god, tålig kvalitet och är 17 x 22 cm. Indränkt med 7 ml vätska/servett. Servetten är gjord av bionedbrytbart material och är 17 x 22 cm. |
| Bruksanvisning | Gör så här <ul style="list-style-type: none"> • Tag en Antibac Ytdesinfektionsservett på torr yta • Bearbeta ytan upprepade gånger (se etiketten för kontakttider) • Lämna ytan lätt fuktig och låt lufttorka • Behöver inte eftersköljas |
| Sammansättning | Aktiva ämen Denaturerad etanol |
| Tillverkningsland | UNGERN |

Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

GTIN (krt)

1 x 150 st

603062

7054956030621

7054957030620



Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.