

CEDERROTH CEDERROTH SOFT FOAM BANDAGE 6 cm x 2 m

Ett självhäftande limfritt plåster

Cederroth Soft Foam 6 cm x 2 m fungerar både som plåster och som bandage. Förbandet passar på alla typer av små sår oberoende av värme, kyla, vått eller torrt och sitter kvar även i vatten. Cederroth Soft Foam Bandage är ett självhäftande limfritt plåster och klibbar därför inte fast i hud eller hår.

Linda bara runt och pressa ihop för att applicera, snabbt och effektivt!



- Flexibel och bekväm
- Anpassningsbar, kan formas efter ditt finger, hand eller tå
- Lätt att dra åt och skapa tryck för att stoppa blödning
- Sitter kvar, även i vatten
- Passar även för större ytliga sår
- Latexfri
- Refill till Cederroth First Aid Station samt Cederroth First Aid & Burn Station.



Nyhet!



**CEDERROTH
SOFT FOAM BANDAGE BLUE**
6 cm x 2 m, REF 51011011

Hög synlighet & fräscht utseende

Blå färg rekommenderas vid hantering av livsmedel för att kunna upptäcka det visuellt. Rekommenderas för Horeca-företag som kök och restauranger.



**CEDERROTH
SOFT FOAM BANDAGE BEIGE**
6 cm x 2 m, REF 51011019

Original & diskret

Originalfärgen. Lätt att kontrollera om bandaget blir smutsigt eller blöder igenom. Rekommenderas för rena miljöer eller när du föredrar en diskret färg. Lämplig för kontor, skolor eller vilken arbetsplats som helst.