

## evercare® Transparent IV-filmförband, förstärkt, sterilt

REF: 4740

evercare® Comfort IV-förband, förstärkt, sterilt är utformat för sårbehandling eller kanylfixering. Det självhäftande filmförbandet bibehåller optimal fuktnivå i det behandlade området samtidigt som det skyddar mot damm, vatten och bakterier. Halvgenomtränglig folie i polyuretan (PU) som används för dess sammansättning gör att patienten kan duscha, vilket minskar risken för kontaminering av såret. Förbandets genomskinlighet möjliggör visuell inspektion av såret utan att förbandet behöver tas bort. Förbandets utformning gör det smärtfritt att ta bort det. Det transparenta foliematerialet är förstärkt med nonwoven-material på ena sidan för att stärka fixeringen.

## Egenskaper

- ▶ Mjukt och flexibelt
- ▶ Hög andningsförmåga
- ▶ Akrylbaserat lim
- ▶ Lättanvänd påse
- ▶ Effektiv barriär mot sårvätska, vatten och bakterier
- ▶ Primärförband för kanylfixering
- ▶ Innehåller extra remsor för bättre fastsättning över IV-infarten
- ▶ Förstärkt med slits
- ▶ Hög MVTR-faktor



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
4740	Transparent IV-filmförband, förstärkt, sterilt, Transparent	7 x 9 cm	100 / 1200

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10  
EN ISO 10993-11

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135, EN ISO 11737-1, EN 13726-2, EN 13726-4

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Transportlager	Transparent PU-film som andas
Beläggning	Lösningemedelsbaserat akryllim, transparent, andningsbart
Förstärkt skikt	PET nonwoven, vitt
Förstärkt med beläggning	Lösningemedelsbaserat akryllim, transparent, andningsbart
Skyddspapper	Silikonbelagt papper för medicinskt bruk, vitt
Skyddsfolie för skyddspapper	PE-/PET- eller PP-film, transparent
Datummärkning	Nonwoven-väv med häftämne, vitt

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	3 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PP/PE film	155 x 98
<b>Dispenserförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	105 x 100 x 160
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	350 x 250 x 330
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
4740	06438129124354	06438129324358	06438129524352

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.