

WelchAllyn®

ProBP 3400

För snabb och skonsam blodtrycksmätning



ProBP är en automatisk blodtrycksmätare, som möjliggör snabba och exakta blodtrycksmätningar på 15 sekunder, vilket ger skonsamma mätningar för patienten.

ProBP 3400 erbjuder:

- Säkra blodtrycksmätningar
- Patientvänliga blodtrycksmätningar
- Tidseffektiva blodtrycksmätningar



Hill-Rom.

WelchAllyn®

Welch Allyn | +46 20-78 10 30 | www.welchallyn.se