

CleanoCare

Sköljmedel

Skonsamt
sköljmedel med
fräsch doft!



BESKRIVNING

CleanoCare Sköljmedel är ett sköljmedel som används för efterbehandling av natur- och konstfibertextilier. Sköljmedel förbättrar avvattningen vid centrifugering vilket förkortar torktumlingstiden, motverkar statisk elektricitet på textilierna, ger tvättgodset ett hudvänligare pH-värde och gör det mjukare. Produkten kan användas både i maskin eller vid handtvätt.

ANVANDARINSTRUKTIONER

Följ plaggens tvättråd. Blanda ej vita och mörkt färgade textilier. Dosera ca 25 ml i sista sköljvattnet till 4-5 kg tvättgods. Om doseringsanvisningen följs räcker en flaska till ca 200 tvättar.

Maskinstorlek *Dosering*

4-5 kg 25 ml

10-12 kg 60 ml

EGENSKAPER

Förvaring: Förvars frostfritt eftersom produkten kan tjockna vid upptining efter frysning. Har produkten tjocknat kan den spädas med vatten för att göra den lite mer lättflytande.

Hållbarhet: 2 år under angivna förhållanden.
Innehåll: Katjontensid, parfym, konserveringsmedel och vatten.

pH: Koncentrat ca 3 och brukslösning ca 6.

SÄKERHET

Produkten är ej klassad som hälso- eller miljöfarlig. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

ARTIKELINFORMATION

Artikelnr	Namn	Förpackning
6820	CleanoCare Sköljmedel	3 x 5 L dunk

KÄLLSORTERING

Rengjord förpackning sorteras som plastförpackning.

ÖVRIGT

I CleanoCares produktserie för tvätt ingår även Kulörtvättmedel och vittvättmedel.

Cleano Production

Cleano Production AB (A Part of Cleano Group) • Västra Långg. 10 • Box 54 • 545 02 Älgårås
Tel 0506-489 00 • www.cleanoproduction.se