














Masimo RD-sensorer, enpatientmodell

RD-kontakt



Orderinformation





Artikelnummer	Benämning	Förp	Bild
4000	RD SET vuxensensor, vikt >30 kg, enpatientsensor	20 st/Box	
4001	RD SET Pediatric, barn, vikt 10-50 kg, enpatientsensor	20 st/Box	
4002	RD SET Inf, vikt 3 kg - 20 kg, enpatientsensor	20 st/Box	
4046	Ersättningstejp till artikel 4002	102 st/Box	
4003	RD SET Neo (Adult), vikt < 3 kg eller > 40 kg, enpatientsensor	20 st/Box	
4047	Ersättningstejp till artikel 4003	102 st/Box	
4004	RD SET NeoPt, vikt < 1 kg, enpatientsensor	20 st/Box	
4048	Ersättningstejp till artikel 4004	102 st/Box	
4005	RD SET NeoPt-500, vikt <1kg, Non-adhesive sensor, enpatientsensor	20 st/Box	
4094	Ersättningstejp till artikel 4005	10 st/Box	
4011	RD SET Trauma, vuxen SpO ₂ Sensor, vikt >30 kg. enpatientsensor	20 st/Box	
4012	RD SET Nyfödd Infant/barn SpO ₂ sensor, vikt 3-30 kg, enpatientsensor	20 st/Box	
4013	RD SET Nyfödd Neonatal, Neonatal SpO ₂ sensor, vikt <3 kg, enpatientsensor	20 st/Box	

Masimo RD-sensorer, flerpatientmodell

RD-kontakt






Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Förp	Bild
4050	RD SET DCI vuxen fingersensor 90 cm, vikt >30 kg, flerpatientsensor	1 st/Box	
4051	RD SET DCIP barn fingersensor 90 cm, vikt 10-50 kg, flerpatientsensor	1 st/Box	
4053	RD SET TC-I öronsensor 90 cm, vikt >30 kg, flerpatientsensor	1 st/Box	
4054	RD Set YI-sensor 90 cm, vikt >1 kg, flerpatientsensor	1 st/Box	












Masimo adaptrar

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Förp	Bild
4088	Adapter för att ansluta RD patientsensor till mellankabel med LNOP kontakt, 45 cm	1 st/Box	
4091	Adapter för att ansluta LNOP patientsensor till mellankabel med RD-kontakt, 45 cm	1 st/Box	
4092	Adapter för att ansluta LNCS patientsensor till mellankabel med RD kontakt, 30 cm	1 st/Box	


Masimo mellankablar till RD-sensorer

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Förp	Bild
4080	Mellankabel för RD SET sensorer med vit MD14 kontakt, 150 cm	1 st/Box	
4081	Mellankabel för RD SET sensorer med vit MD14 kontakt, 360 cm	1 st/Box	
4108	Mellankabel med vit MD14 kontakt till RD sensorer, 240 cm	1 st/Box	
4102	Mellankabel med röd MD20 kontakt till RD sensor, 50 cm	1 st/Box	
4103	Mellankabel med röd MD20 kontakt till RD sensor, 150 cm	1 st/Box	
4104	Mellankabel med röd MD20 kontakt till RD sensor, 360 cm	1 st/Box	
4083	Mellankabel för RD SET sensor till Intellivue Module och MMS, 360 cm	1 st/Box	
4084	Mellankabel för RD SET sensor till GE patientkabel, 150 cm	1 st/Box	
4085	Mellankabel för RD SET sensor till GE patientkabel, 360 cm	1 st/Box	
4255	RD rainbow® mellankabel, 50 cm, till Rad-97 och Rad-67	1 st/Box	
4256	RD rainbow® mellankabel, 150 cm, till Rad-97 och Rad-67	1 st/Box	
4257	RD rainbow® mellankabel, 360 cm, till Rad-97 och Rad-67	1 st/Box	

Tillbehör till Masimo RD-sensorer

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Förp	Bild
1600	Klisterlapp till YI-sensor	144 st/Box	
1602	Foam wrap med kardborre till YI-sensor, enpatientmodell	12 st/Box	