



ViTri:Plåster



Produktbeskrivning:

Plåster i elastisk väv med lätt absorberande, ej vidhäftande sårdyna.

Finns på rulle för att storleken på plåstret lätt ska kunna anpassas efter sårets storlek alternativt färdiga plåster styckförpackade. Plåster på rulle finns i 4 storlekar, de styckförpackade plåstren finns i en storlek.

Vidhäftning av akrylathäftmassa.

Användningsområde:

Avsett att skydda små sår såsom skärsår, bett och hemostas på huden (efter provtagning). Bör ej användas vid allergi mot vidhäftande ämnen.

Artikelnummer	Beskrivning	Antal per förpackning
818301	6 cm x 1 m, dynans storlek 2,5 cm x 1 m	1 rulle/fp, 360 fp/trpfp
818310	4 cm x 5 m, dynans storlek 2 cm x 5 m	1 rulle/fp, 96 rullar/trpfp
818306	6 cm x 5 m, dynans storlek 2,5 cm x 5 m	1 rulle/fp, 96 rullar/trpfp
818311	8 cm x 5 m, dynans storlek 4 cm x 5 m	1 rulle/fp, 96 rullar/trpfp
818002	25 x 72 mm, dynans storlek 18 x 24 mm	20 st/fp, 500 fp/trpfp