

3M™ Littmann® Stetoskop reservdelskit, mjuktätande öronoliver, svarta, stora och små, 40001



3M™ Littmann® Stetoskop reservdelskit, mjuktätande öronoliver, svarta, stora och små, 40001



3M™ Littmann® Stetoskop reservdelskit, mjuktätande öronoliver, svarta, stora och små, 40001

3M ID 7100060426

Med 3M™ Littmann® Stetoskop får du den höga kvalitet som vårdpersonal förväntar sig. Varje reservdel och tillbehör uppfyller också samma höga standard. Reservdelar och tillbehör till Littmann-stetoskopen är praktiskt förpackade i paket som motsvarar stetoskopmodellerna, vilket förenklar reparationen. Varje artikel är noggrant tillverkad för att problemfritt kunna anslutas till befintlig utrustning.

I 3M™ Littmann® Stetoskop reservdelskit för alla Littman-stetoskop finns två små (1/2 tum), svarta mjuktätande öronoliver. Mjuktätande öronoliver går att anpassa efter örats storlek så att ljud stängs ute effektivt och passformen blir bekväm. Öronoliverna sluter tätt intill öronbyglarnas ändar. Av säkerhetsskäl kräver de viss kraft för att tas bort.

- Kvalitet och pålitlighet i en praktisk förpackning
- Reservöronoliver för alla Littman-stetoskop