



PolyMem Silver

PolyMem Silver - när infektion är ett problem.

PolyMem Silver är ett multifunktionellt förband som innehåller nanokristaller som ger ett antibakteriellt skydd. Silvret frigörs EJ till sårbedden och lämnar inga rester i såret. I övrigt är det samma innehåll i Polymem silver som i Polymem. Förbandet är designat för att optimera och aktivt stimulera läkningsprocessen.

Absorberar effektivt bakterier till förbandet:

Surfactant F-68 Reducera ytspänningen mellan frisk och nekrotisk vävnad. Löser nekroser och stöttar den biologiska debrideringen samt håller sårbedden ren genom hela behandlingen. Glycerinet är hygroskopiskt och drar till sig vätska, ser till att förbandet ej fastnar i såret. Tillsammans med Superabsorberande stärkelse absorberar och binder vattenmolekyler från sårvätskan och tillåter naturliga tillväxtfaktorer få arbeta ostört i sårbedden.

In vitro test visar att minst 99.9% av bakteriella och fungala stammar försvinner.

Art.nr.	Produktbenämning	Storlek	Antal / fp
1044	PolyMem Silver Standard	11x11 cm	15 stk
1077	PolyMem Silver Standard	17x19 cm	15 stk
1124	PolyMem Silver Standard	10x32 cm	12 stk
1045	PolyMem Silver MAX extra tjock	10x10 cm	8 stk
1088	PolyMem Silver MAX extra tjock	20x20 cm	5 stk
1333	PolyMem Silver WIC till kaviteter	8x8 cm	10 stk