



**För ytterligare information,  
var god se bipacksedel.**

## Porelast®

### Lågelastisk plåsterbinda

Beigefärgad långselastisk och lågelastisk klisterbinda i bomull med hudvänlig häftmassa.

Den porösa bomullsväven sørjer för en mycket god permeabilitet, därför är ventilationen god även vid många överlappande turer. Fördelen med en lågelastisk binda är att den kan sitta på under natten. Detta ger möjlighet att välja en mera permanent bandagering som sitter stadigt och är mer motståndskraftig mot yttre påverkan. En dygnskontinuerlig terapi föredras av många då man besparas tidsmomentet med att rulla på och av bindan.

Bindan fungerar som ett yttre skal emot vilken muskelpumpen arbetar och motverkar svullnadsbenägenhet. Bindan utövar ett högt arbetstryck dvs. när man arbetar med muskelkontraktioner i underbenet och ett lågt vilotryck.

Bindan består av 100 % bomull och är på ena sidan täckt med en häftmassa av zinkoxid.

Mycket hudvänlig då häftmassan är fri från lanolin, latex och kolofonium.

Elasticitet: 80 %

Angiven längd är osträckt längd.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
Ind. fp.			
6cmx2,5m	30 210	1	50
8cmx2,5m	30 211	1	50
10cmx2,5m	30 212	1	50
Bulk			
6cmx2,5m	30 213	10	50
8cmx2,5m	30 214	10	50
10cmx2,5m	30 215	10	50