



ViTri: Universalbinda



Produktbeskrivning :

Elastisk kräppad binda av bomull med inslag av syntetmaterial. Kan steriliseras i autoklav 134° C. Speciellt lämplig för stöd, avlastning. Elasticitet ca 115%.
Längd osträckt: ca 2,5 meter.

Materialdeklaration:

61% bomull, 38% polyamid, 1% polyuretan, med vävd kant.

Artikelnummer	Beskrivning
30816	4 cm x 4 m, 10 st/avdfp, 100 st/stor fp.
30817	6 cm x 4 m, 10 st/avdfp, 100 st/stor fp.
30818	8 cm x 4 m, 10 st/avdfp, 100 st/stor fp.
30819	10 cm x 4 m, 10 st/avdfp, 100 st/stor fp.
30820	12 cm x 4 m, 10 st/avdfp, 50 st/stor fp.
30821	15 cm x 4 m, 10 st/avdfp, 50 st/stor fp.