



Infusionsaggregat för ljuskänsliga läkemedel



Artikelnr	Antal	Beskrivning		
MFX2206E	50st/box	Ett slutet aggregat för sprutpump		Alaris CC 
G30453V	100st/box	Standard förlängingsslang		Alaris CC 
MFX2211	100st/box	Förlängningsslang med 1,2µ filter		Alaris CC 
MFX1641	200st/box	Standardförlängingsslang		Alaris GH 
70123E	30 st/box	Infusionsaggregat med 1,2µ filter		Alaris VP 
70643	80st/box	Standard infusionsaggregat		Alaris VP 
60643	80 st/box	Standard infusionsaggregat		Alaris GP 
300869	60st/box	50 ml spruta		