



## Slang till Medela Pumpset

Pumpsetet med integrerat överströmningsskydd består av få delar som är lätta att montera, använda och rengöra. Det är naturligt skonsamt med en naturlig passform som gör att mamman kan pumpa på ett behagligt sätt och sitta bekvämt under tiden. Setet består av diflaska, anslutningsdel med membran, PersonalFit PLUS brösttratt, skyddshatt till membranenhet, slang samt lock till diflaskan.



Produkt	Artikelnummer
Slang till Symphony pumpset m PersFit PLUS 25-p	008.0473