

PersonalFit PLUS brösttratt till Medela pumpset

Den helt vridbara brösttratten med oval form och 105-gradersöppning återspeglar konturerna hos det ammande bröstet för att ge en skonsam pumpning. Det finns i många olika kanalstorlekar, för att garantera bästa möjliga passform på bröstvårtan.



Produkt	Artikelnummer
Brösttratt PersonalFit PLUS 21 mm, 25-pack	008.0467
Brösttratt PersonalFit PLUS 24 mm, 25-pack	008.0468
Brösttratt PersonalFit PLUS 24 mm, 25-pack	008.0469
Brösttratt personalFit PLUS 30 mm, 25-pack	008.0470
Brösttratt personalFit PLUS 36 mm, 25-pack	008.0471