

# MoliCare® fixpants short leg

Fixeringsbyxa utan ben

MoliCare fixpants short leg är en elastisk fixeringsbyxa som passar både kvinnor och män. Byxan ger en god och enkel fixering för alla typer av inkontinensskydd.



- 1** **Hög elasticitet**  
Den höga elasticiteten gör det lätt att byta och fixera skyddet.
- 2** **Vävteknik**  
Byxans material av elastiskt garn ger hög elasticitet och gör så att den anpassar sig väl efter kroppens former.
- 3** **Storleksmarkering**  
De färgade trådarna i midjan visar byxans storlek.

**Material:**

86% Polyester

14% Elastan

Latexfri

**Tvättanvisning:**

Byxan kan tvättas i 60°C.

Byxan kan tvättas upprepande gånger.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.



**Fördelar:**

Säker fixering och passform

Tydlig storleksmarkering

Storlek	Art.nr.	Midjemått	Färgkod	Förp
Medium	947 745	85-115 cm	Blå	100 st
Large	947 746	100-135 cm	Brun	100 st
X-large	947 747	120-155 cm	Grön	100 st