

# MoliCare<sup>®</sup> fixpants short leg

## Fixeringsbyxa utan ben

MoliCare fixpants short leg är en elastisk fixeringsbyxa som passar både kvinnor och män. Byxan ger en god och enkel fixering för alla typer av inkontinensskydd.



### 1 Hög elasticitet

Den höga elasticiteten gör det lätt att byta och fixera skyddet.

### 3 Storleksmarkering

De färgade trådarna i midjan visar byxans storlek.

### 2 Vävteknik

Byxans material av elastiskt garn ger hög elasticitet och gör så att den anpassar sig väl efter kroppens former.



Helps. Cares. Protects.

#### Material:

86% Polyester  
14% Elastan  
Latexfri

Tvättanvisning:

Byxan kan tvättas i 60°C.

Byxan kan tvättas upprepande gånger.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.



#### Fördelar:

Säker fixering och passform  
Tydlig storleksmarkering

Storlek	Art.nr.	Midjemått	Färgkod	Förp
Medium	947 745	85-115 cm	Blå	100 st
Large	947 746	100-135 cm	Brun	100 st
X-large	947 747	120-155 cm	Grön	100 st

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)