



# Microlaryngealtub

## Microlaryngealtub

Trachealtub, extra smal, för laryngeal kirurgi, tillverkad av PVC, med lågtryckscuff, genomgående röntgenlinje och cm-gradering. Steril, för engångsbruk. Latexfri.

Artikelnummer	Storlek mm	ID / YD mm	Längd mm	Avd.förp.
112460-040	4,0	4,0 / 6,0	360	10
112460-050	5,0	5,0 / 7,3	360	10
112460-060	6,0	6,0 / 8,7	360	10

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm  
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, [www.meteko.se](http://www.meteko.se)

2015-01