



---

Personalized PDF Catalog  
Catalogue Generated den 2 januari 2020

---

# Sprutflaska, smal hals, VITsafe™, med tryckt namn

Leverantör: VITLAB



LDPE, ventilerat lock med gänga.

- Färgkodad innehållsbeskrivning med varningssymboler och riskbeskrivning i enlighet med bestämmelser för farliga ämnen (Hazardous Substance Regulation)
- God kemikalieresistens
- God temperaturlåglighet

Ventilerat lock fungerar enligt principen för gas-/ångpermeabilitet. Skruvlocket förhindrar eventuell ångtrycksökning ovanför innehållet. Det förhindrar risken för att lösningsmedel läcker ut.

Observera: Note: Washbottle "Hexan" is not suitable for n-Hexane.

## ORDER

| VWR art.nr | Antal   | Märkning           | Volym   | Gänga | Förp. |
|------------|---|--------------------|---------|-------|-------|
| 215-6841   |  | Aceton             | 250 ml  | GL 25 | 1     |
| 215-6858   |  | Aceton             | 500 ml  | GL 25 | 1     |
| 215-6865   |  | Aceton             | 1000 ml | GL 32 | 1     |
| 215-5706   |  | Ättiksyra          | 500 ml  | GL 25 | 1     |
| 215-5705   |  | Acetonitril        | 500 ml  | GL 25 | 1     |
| 215-1716   |  | Destillerat vatten | 250 ml  | GL 25 | 1     |
| 215-5716   |  | Destillerat vatten | 500 ml  | GL 25 | 1     |
| 215-6840   |  | Etanol             | 250 ml  | GL 25 | 1     |
| 215-5702   |  | Etanol             | 500 ml  | GL 25 | 1     |
| 215-6878   |  | Etanol             | 1000 ml | GL 32 | 1     |
| 215-1717   |  | Etylacetat         | 250 ml  | GL 25 | 1     |
|            |   |                    |         |       |       |

|          |   |                       |         |       |   |
|----------|---|-----------------------|---------|-------|---|
| 215-5700 |     | Etylacetat            | 500 ml  | GL 25 | 1 |
| 215-1718 |    | Etylacetat            | 1000 ml | GL 32 | 1 |
| 215-6874 |    | Isopropanol           | 250 ml  | GL 25 | 1 |
| 215-5715 |    | Isopropanol           | 500 ml  | GL 25 | 1 |
| 215-6877 |    | Isopropanol           | 1000 ml | GL 32 | 1 |
| 215-6873 |    | Metanol               | 250 ml  | GL 25 | 1 |
| 215-5714 |    | Metanol               | 500 ml  | GL 25 | 1 |
| 215-6876 |    | Metanol               | 1000 ml | GL 32 | 1 |
| 215-5708 |    | Metylenklorid         | 500 ml  | GL 25 | 1 |
| 215-6864 |    | Metyletylketon        | 500 ml  | GL 25 | 1 |
| 215-5709 |    | Heptan                | 500 ml  | GL 25 | 1 |
| 215-5710 |    | Hexan                 | 500 ml  | GL 25 | 1 |
| 215-5701 |  | N,N-dimetylformamid   | 500 ml  | GL 25 | 1 |
| 215-5717 |  | Tetrahydrofuran (THF) | 500 ml  | GL 25 | 1 |
| 215-5703 |  | Toluen                | 500 ml  | GL 25 | 1 |
| 215-5704 |  | Xylen                 | 500 ml  | GL 25 | 1 |