



---

Personalized PDF Catalog  
Catalogue Generated den 2 januari 2020

---

# Autoklaverbar påse



Leverantör: VWR Collection



För säker kassering av laboratorieavfall som pipettspetsar, engångspetriskårar, provrör m.m.

PP, 40 µm tjock, genomskinlig, med eller utan märkning för biologisk risk.

►Tål upp till 145 °C

►Autoklaverbar

## ORDER

### Without 'Biohazard' printin

VWR art.nr	Antal	Benämning	Volym	LxB	Förp.
129-0578		Autoklaverbar påse	2 l	300×200 mm	500
129-0579		Autoklaverbar påse	3 l	400×250 mm	500
129-0580		Autoklaverbar påse	12 l	660×305 mm	500
129-0582		Autoklaverbar påse	14 l	610×420 mm	500
129-0581		Autoklaverbar påse	16 l	780×400 mm	500
129-0583		Autoklaverbar påse	25 l	770×550 mm	500
129-0584		Autoklaverbar påse	32 l	780×600 mm	500
129-0585		Autoklaverbar påse	40 l	1100×700 mm	350
129-0586		Autoklaverbar påse	60 l	1100×900 mm	100

### With 'Biohazard' printin

VWR art.nr	Antal	Benämning	Volym	LxB	Förp.
129-0587		Autoklaverbar påse, med märkning för biologisk risk	12 l	660×305 mm	200
129-0588		Autoklaverbar påse, med märkning för biologisk risk	14 l	610×420 mm	200
129-0589		Autoklaverbar påse, med märkning för biologisk risk	32	780×600 mm	200

