



Personalized PDF Catalog
Catalogue Generated den 4 januari 2020

Mikrorör, Safe-Lock

Leverantör: EPPENDORF



PP, graderat, med vidhängande lock, autoklaverbart med öppet lock

- ▶Tål upp till 30 000 ×g för 0,5 och 1,5 ml och upp till 25 000 ×g för 2,0 ml
- ▶Frostad skrivyta, öppnas lätt med en hand
- ▶Kroken på det patenterade locket kläms fast runt provrörets kant och förhindrar att röret öppnas av misstag

Mikropistill för mikrorör.

Vit plast. För homogenisering av pellets i 1,5 och 2,0 ml rör.

Enkel hantering

God kemikalieresistent

Hög värmetålig, autoklaverbar

ORDER

Mikrorö

VWR art.nr	Antal	Volym	Färg	Typ	Version	Steril	Förp
211-2140		0,5 ml	Färglös	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-	500
211-2141		0,5 ml	Gul	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-	500
211-2142		0,5 ml	Röd	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-	500
211-2143		0,5 ml	Blå	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-	500
211-2144		0,5 ml	Grön	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-	500
211-2145		0,5 ml	Brun	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-	500
211-2149		0,5 ml	Assorted colours	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-	500
211-2130		1,5 ml	Färglös	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-	1.00
211-2131		1,5 ml	Gul	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-	1.00
211-2132		1,5 ml	Röd	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-	1.00

211-2133		1,5 ml	Blå	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-
211-2134		1,5 ml	Grön	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-
211-2135		1,5 ml	Brun	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-
211-2139		1,5 ml	Assorted colours	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-
211-2120		2,0 ml	Färglös	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-
211-2121		2,0 ml	Gul	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-
211-2122		2,0 ml	Röd	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-
211-2123		2,0 ml	Blå	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-
211-2124		2,0 ml	Grön	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-
211-2125		2,0 ml	Brun	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-
211-2129		2,0 ml	Assorted colours	Med fastsatt lock	graduated, conical bottom, non sterile	-

Mikropistill för mikrorö

VWR art.nr	Antal	Benämning	Förp.
211-2100		Mikropistill för användning med Eppendorf rör (1,5-2,0 ml)	10