



---

Personalized PDF Catalog  
Catalogue Generated den 4 januari 2020

---

# Centrifugrör, Falcon®



Leverantör: Corning Life Science



PP or PS, conical, printed graduation, with flat screw caps, sterile.

- ▶Uppfyller bioanalytiskrav
- ▶Pyrogenfritt, icke cytotoxiskt

PP: Tål upp till 12 000×g för 15 ml, 16 000×g till 50 ml och 7500×g till 175 ml och 225 ml.

PS: Tål upp till 1800×g till 15 ml.


## ORDER

P

VWR art.nr	Antal	Volym	Diam×L	Förslutning	Typ	Max g-tal	Förp.	För
734-0451		15 ml	17×120 mm	Med skruvlock	Dome-seal screw cap	12000 ×g	50 per påse	50
734-0452		15 ml	17×120 mm	Med skruvlock	Dome-seal screw cap	12000 ×g	50 per ställ	50
734-0448		50 ml	30×115 mm	Med skruvlock	Flat top screw cap	16000 ×g	25 per påse	50
734-0453		50 ml	30×115 mm	Med skruvlock	Flat-top screw cap	16000 ×g	25 per ställ	50
734-0987		175 ml	61×118 mm	Med skruvlock	Plug-seal screw cap	7500 ×g	8 per påse	48
734-0449		225 ml	61×137 mm	Med skruvlock	Plug-seal screw cap	7500 ×g	8 per påse	48



P

VWR art.nr	Antal	Volym	Diam×L	Förslutning	Typ	Max g-tal	Förp.	För
734-0450		15 ml	17×120 mm	Med skruvlock	Dome-seal screw cap	1800 ×g	50 per påse	50

734-0454		15 ml	17×120 mm	Med skruvlock	Dome-seal screw cap	1800 ×g	50 per ställ
----------	---	-------	-----------	---------------	---------------------	---------	--------------

## TILLBEHÖR

### Tillbehör

VWR art.nr	Antal	Benämning	Förp.	Förp.
734-0988		Adapter för 175 och 225 ml centrifugrör, osteril	8 per case	8
734-2376		Polystyrene plug seal screw caps for 50 mL conical bottom centrifuge tubes, sterile	50 per pack/1000 per case	1.000