

Katrin Classic Hand Towel One stop L2


345355



- Mjuk, kedjevikt handduk av hög kvalitet. Hög absorptionsförmåga. Portioneras ut ett orört ark åt gången, vilket är hygieniskt och minskar förbrukningen. Lämplig för medelhög till hög förbrukning
- 2-lagers, vit
- Svanenmärkt Licens nr: 405009/40050009, 405018/40050018
- Dermatologiskt testad och godkänd
- Fiberråvara: Återvunna fibrer
- [Läs mer om vikningstyper. Klicka här.](#)



Konsumentförpackning



x 85 mm

y 130 mm

z 200 mm



White



2



0,328 kg




2 x 20,9 g/m²



110




6414300345350



x 340 mm

y 200 mm

Transportförpackning



x 395 mm

y 220 mm

z 606 mm



21




7,43 kg



6414305345355

Transportpall



x 800 mm

y 2140 mm

z 1200 mm



36



293,2 kg



6414307345353

Relaterade produkter

90182

**Katrin Inclusive
Hand Towel Mini
Dispenser - White**

92087

**Katrin Inclusive
Hand Towel Mini
Dispenser - Black**

90168

**Katrin Inclusive
Hand Towel M
Dispenser - White**

92063

**Katrin Inclusive
Hand Towel M
Dispenser - Black**