

Beroject III


Beroject III sterila sprutor med luer-spets för engångsbruk består av tre delar – cylinder, kolv och packning (gummitätning).

De är avsedda för antingen injicering av läkemedel i kombination med andra medicintekniska produkter som hypodermiska nålar eller för provtagning av kroppsvätskor.

Beroject III är giffri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.

Produktbeskrivning

- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven trycks ut
- Färgkodad dispenserförpackning
- Spetsig gummitätning för mindre rester
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



Centrerad spets



Excentrisk spets



LD = low dose

REF	Storlek (ml)	Ext (ml)	Gradering	Munstycke	Spets	Antal i förpackning
B943888E	1	1	0,01	centrerad *LD	Luer	100
B943451	2	2,5	0,1	centrerad	Luer	100
B948425	3	3	0,1	centrerad	Luer	100
B943727C	5	6	0,2	centrerad	Luer	100
B943741E	10	12	0,5	excentrisk	Luer	100
B943482	20	22	1	excentrisk	Luer	100
B943819E	50/60	60	1	excentrisk	Luer	25

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
Cylinder:	Etylen-polypropylen sampolymer (PP)	Medicinskt papper	Etenoxid (EO)	EN ISO 13485
Kolv:	Polyeten (PE)	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitätning:	Syntetiskt gummi (polyisopren)			CE 0123
Smörjmedel:	Silikonolja			klass II a