

# Vario 18



MÅNGSIDIG OCH EFFEKTIV



Vario 18 sugpump

# Vario 18

## Mångsidig och effektiv sugning

**Vario 18** är en effektiv medicinsk sugpump med flera olika användningsområden på sjukhus, kliniker och vid vård i hemmet. Den är tillförlitlig, har låg ljudnivå och är lätt att flytta. Den innovativa QuatroFlex-drivenheten förenklar vid service och underhåll.

**Vario 18** kan användas tillsammans med antingen engångs- eller flergångssystem för uppsamling av vätska – allt enligt varje kunds specifika behov och krav.

**Vario 18** är tillverkad med schweizisk precision och kvalitet och erbjuder en bred uppsättning användbara funktioner:



- a** Överströmningsskydd/bakteriefilter
- b** Vakuummätare i kPa och mmHg
- c** LED varningslampa
- d** Bärhandtag
- e** Vakuumregulator med membran
- f** Slanghållare
- g** Kontakt för 12 VDC IN-bilanslutningskabel

### Unik schweizisk teknik

Det innovativa kolv/cylindersystemet i fyra lager, QuatroFlex, bygger upp ett vakuum på några sekunder. Pumpen har kompakt storlek och låg ljudnivå under drift. Förutom den unika utformningen och tekniken är Vario 18 lätt att serva och underhålla – något som värderas högt av medicintekniker. Membranvakuumregulatorn möjliggör exakt vakuuminställning. Vredet måste tryckas in när vakuumnivån ska ändras, vilket förhindrar oavsiktliga inställningsändringar. Medela Vario 18 kan därför användas vid patientens säng.



Exakt vakuuminställning med intryckningsbart vred

### Mångsidighet med flera olika användningsområden

Vario 18 har låg vikt och är bärbar, vilket gör att den kan användas på olika avdelningar i sjukhus och på kliniker samt i hemmamiljö. Den kan användas vid såväl små kirurgiska ingrepp som för luftvägssugning. Med vakuumregulatorn är det enkelt att ställa in olika sugnivåer. Vario 18 kan förses med antingen ett engångs- eller ett flergångssystem för uppsamling av vätska.



Optimal hygien för många användningsområden

### Hygienisk och enkel användning

Vario 18 erbjuder enkel, intuitiv hantering. Alla tillbehör är utformade för att komplettera den på ett perfekt sätt och för att motverka felaktiga anslutningar. Bland de valbara tillbehören finns till exempel en vagn, en bärväska och flera olika delar. Pumpen har även en inbyggd batteriladdare som gör den möjlig att bära med sig. Särskilda batterialarm anger med ljud- och ljussignaler när batteriet behöver laddas.



Kan anpassas efter individuella behov

#### Snabbfakta

- Medela underlättar för vårdpersonalen med sina 50 års expertis inom medicinsk vakuumteknik.
- Vår schweiziska utvecklings- och tillverkningsprocess sker med mekanisk precision för att garantera högsta prestanda.
- QuatroFlex-teknik: tyst funktion: kan användas i miljöer där tystgående maskiner krävs.
- Exakt vakuuminställning och snabb vakuumbildning: klar för användning vid behov.
- En apparat för flera olika behov.
- Nya användare behöver endast några få användningsanvisningar.
- Går att köra på batterier i 30 minuter.
- Akustisk och optisk batterihantering.
- Ett stort utbud av tillbehör finns tillgängliga för individuell anpassning.
- Vario 18 är tillförlitlig och enkel att använda precis som Medelas sugpumpar för operations-salar.
- 2 års garanti för utrustningen.

## Tillbehör

### Filter

skyddar pumpen från överströmning, miljön från bakterier och neutraliserar lukt.



### Stativ

med vagn för mobil transport av pump och tillbehör.



### Flergångssystem för uppsamling av vätska

Autoklaverbara flaskor och lock för enkel och ekonomisk uppsamling av sekret. Tillgängliga storlekar: 1 och 2 liter.



### Hållare och brickor

som kan användas för att fästa Vario 18 vid standardskenor.



### Engångssystem för uppsamling av vätska

med engångssugutrustning och PC-flergångsflaskor som bidrar till hygienisk, enkel hantering och effektiv vätskehantering. Tillgängliga storlekar: 1,5 och 2,5 liter.



### Bärväska

för transport av pumpen.



**Använd Medelas tillbehör för ännu större flexibilitet och enkel användning.**

### Kontakt för 12 VDC IN-bilanslutningskabel

för användning av pumpen i bilen.



## Tekniska data



Högt vakuum  
-75 kPa  
-563 mmHg



AC 3,5 kg  
AC/DC 4,2 kg



IP21



Lågt  
18 l/min.



HxBxD  
380x170x285 mm



ISO 9001  
ISO 13485  
CE (93/42/EEG), IIa  
2 års garanti

CE 0123

## Medicinsk sugteknik för vårdpersonal

**Kontakta oss eller din lokala Medela-representant för mer information.**



Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6341 Baar, Schweiz  
www.medela.com

### Lokal kontakt:

Medela Medical AB  
Box 7266  
187 14 Täby  
Sweden  
Phone +46 (0)8 588 03 200  
Fax +46 (0)8 588 03 299  
info@medela.se  
www.medela.se