

Produktbeskrivning.

DRESSINGBÄGARE PAPPER 2,25CL

Art.nr - 9075

Små bruna dressingbägare tillverkad i papper. Passar perfekt för servering av ketchup och liknande kalla såser.

Produktinformation: -Passar perfekt för servering av kalla såser
Produktspecifikation: Material: Kraftpapper Mått: 37x28 mm Volym: 225 ml Färg: Brun Papper
Papper klassas som en förnyelsebar råvara, förutsatt att skogsbruket är aktivt och ansvarsfullt, det vill säga att skogen återplanteras och avverkas med hänsyn till den biologiska mångfalden. Växande skogar tar upp koldioxid ur luften och lagrar kolet i träd och mark, vilket gör skogen till en ovärderlig resurs för klimatet.



Tingstad



PRODUKTINFORMATION

Produkt höjd (mm)	28
Innerdiameter topp (mm)	37
Innerdiameter botten (mm)	26
Produktvikt (kg)	3,3
Max temperatur (C)	100
Min temperatur (C)	-20
Godkänd för livsmedelskontakt	Ja
Material	PAPPER: Kraftpapper
Avfallshantering	PAPPERSÅTERVINNING
Antal per säljsenhet	5000
Ean	7340109242479

FÖRSÄLJNINGSENHET

Antal förpackningar per pall (st)	55
Antal per förpackning (st)	250 ST/INFP 20 INFP/FP

LEVERANSINFORMATION FÖRSÄLJNINGSENHET

Förpackningsbredd (mm)	315
Förpackningshöjd (mm)	205
Förpackningslängd (mm)	340
Vikt ink. emballage (kg)	3,3