

**AA74++ FOLYSIL<sup>®</sup>, Over guidewire LT  
100 % silikon****Tillverkare**

COLOPLAST A/S

**Distributör**

COLOPLAST A/S

**CE-klass**

IIb (regel 5)

**Sterilisering**Steril; engångsbruk  
Steriliserad med etylenoxid (EO)**Indikationer**Uretral kateterisering.  
FOLYSIL<sup>®</sup> LT-katetrarna av silikon är godkända för kontakt med uretrasleminnan i upp till 12 veckor.**Kontraindikationer**Samma som för uretral kateterisering och allmänt kända allergiska reaktioner på grund ut av material eller sterilisering (speciellt etylenoxid och derivater).  
*Bruksanvisning 2SH2082***Förpackning****Bruksenhet** 1 kateter i dubbla påsar**Orderenhet** 5 stycken per kartong  
Kartongstorlek: 90x65x550 (mm)**Referenser**

CH/FR	Färgkod	Artikelnr
12	Vit	AA7412
14	Grön	AA7414
16	Orange	AA7416
18	Röd	AA7418
20	Gul	AA7420

**Beskrivning**Längd (cm): 40  
Distal spets: Rak, öppen ände  
Proximalt : Konnektor, ring och färgad ventil  
Lumen: 2, en för dränage och en för ballongen  
Dränageögon: 2  
Ballong (ml): 10**Material:** 100 % silikon**Innehåller latex:** Nej**Hållbarhet**

5 år i obruten förpackning

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.  
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiotvinning.Ostomy Care  
Urology & Continence Care  
Wound & Skin CareColoplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt.  
Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov.  
Vi kallar detta intim sjukvård.Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2012.  
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.Coloplast AB  
Box 10171  
434 22 Kungsbacka  
www.coloplast.se