

PRODUKTBLAD

Classic Spange plattor

Lev. art nr. 475514 – 14 mm
 475516 – 16 mm
 475518 – 18 mm
 475520 – 20 mm
 475522 – 22 mm
 472224 – 24 mm

Produktinformation

Spangeplattor Classic, 10 st

Artikelnr: 4755

Spangeplattor Classic, 10 st

B/S Spange Classic har använts med stor framgång under många år. Den appliceras på nageln med hjälp av en speciell applikator. Plattan är lätt att applicera. Eftersom plattan är av plast finns ingen risk för metallallergier. Plastplattan strävar, efter applikationen, att återgå till sin normala raka form, och lyfter därmed upp nagelkanten från den inflammerade nagelfasen och ger omedelbar smärtlindring för patienten.



Antal/avdelningsförpackning: 10 st