

KD-PENOFINE

KD-PENOFINE sterila pennkanyler för engångsbruk är kanyler avsedda att anslutas till kompatibla insulinpennor för insulinadministrering inom ramen för ett behandlingsprogram för diabetes mellitus.

KD-PENOFINE är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.

Produktbeskrivning

- För engångsbruk
- Kännetecknas av att den är vass
- Ansluts till insulinpennor för insulinadministrering
- Steriliserad med etenoxid (EO)
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



REF	Storlek	Färg	Ytterdiameter x längd (mm)	Antal i förpackning
904206T	28 G		0,36 x 12	100
904237T	29 G		0,33 x 10	100
904213T	29 G		0,33 x 12	100
904220T	29 G		0,33 x 12,7	100
904251T	30 G		0,3 x 6	100
904244T	30 G		0,3 x 8	100
907023T	30 G		0,3 x 12	100
904282T	31 G		0,25 x 5	100
904275T	31 G		0,25 x 6	100
904268T	31 G		0,25 x 8	100
910719T	32 G		0,23 x 4	100
914014T	32 G		0,23 x 6	100
914021T	32 G		0,23 x 8	100
910733T	33 G		0,21 x 4	100

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
Nålfattning:	Polypropylen	Medicinskt papper	Etenoxid (EO)	EN ISO 13485
Fästmedel:	Epoxylim	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 11608-2
Kanyl:	Rostfritt stål			CE 0123
Skyddslock:	Polypropylen			Klass II a
Smörjmedel:	Silikonolja			