

## Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson



Vid blodtrycksmätning med manschett krävs utrustning med hög tillförlitlighet, rätt val av manschettstorlek kalibrerad manometer och noggrant utförande av mätning för att mätresultatet skall bli rättvisande.

**Storleksangivelsen anger innerblåsans mått.** För rättvisande mätning krävs att innerblåsans bredd är inom 55 – 35 % av armomfånget. Enligt Svensk och Europeisk standard SS-EN 1060-1 bör blåsans bredd vara ca 40 % av armens omfång och blåsans längd 80 – 100 % av maximalt armomfång. Storleksindikering för rätt armomfång anges på manschettens insida. Manschetter finns i följande storlekar och rekommenderas för angivna armomfång.

Barn 0-1 år, för armomfång 5-20 cm, innerblåsans mått **3x20** cm, manschett utv. mått 5x29,5 cm

Barn 1-4 år, för armomfång 10-20 cm, innerblåsans mått **6x20** cm, manschett utv. mått 8x33 cm

Barn och ungdom, för armomfång 17-28 cm, innerblåsans mått **9x28** cm, manschett utv. mått 11x41 cm

Vuxen normal arm, för armomfång 25-35 cm, innerblåsans mått **12x35** cm, manschett utv. mått 14x52 cm

Vuxen kraftig arm, för armomfång 32-43 cm, innerblåsans mått **15x43** cm, manschett utv. mått 17x66 cm

Vuxen kraftig arm, för armomfång 30-40 cm, innerblåsans mått **14x40** cm, manschett **konisk** utv. mått 16x64 cm

Vuxen lårben, för omfång 38-52 cm, innerblåsans mått **18x52** cm, manschett utv. mått 20x78 cm

Vuxen lårben, för omfång 38-60 cm, innerblåsans mått **18x60** cm, manschett utv. mått 20x87 cm

Vuxen kraftig lår, för omfång 40-60 cm, innerblåsans mått **20x60** cm, manschett **konisk** utv. mått 22x90 cm

## Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson/Boso Latex- och PVC-fri

AB Henry Erikssons blodtrycksmätare består av övertrycksskyddad dosmanometer(101-2000) med mycket lättavläst skala, bollpump med utsläppsventil skruv, latexfri och PVC-fri innerblåsa kloropren (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon). Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. AB Henry Erikssons manschett har tydlig markering för artär.

Texten "DENNA SIDA MOT ARM" motverkar att användaren applicerar manschetten åt fel håll.

Alla ingående delar är utbytbara och tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Garantitiden är 2 år.

Barn 0 - 1 år	innerblåsa 3 x 20 cm	1200-21017
Barn 1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2200-21017
Barn och ungdom	innerblåsa 9 x 28 cm	3200-21017
Vuxen normal arm	innerblåsa 12 x 35 cm	4200-21017
Vuxen kraftig arm	innerblåsa 15 x 43 cm	5200-21017
Vuxen lårben	innerblåsa 18 x 60 cm	6200-21017
Vuxen kraftig kort arm	innerblåsa 14 x 40 cm, konisk	7200-21017

## Blodtrycksmanschett AB Henry Eriksson med 2-slanganslutning exkl. manometer

AB Henry Erikssons blodtrycksmanschett består av bollpump med utsläppsventil skruv, latexfri och PVC-fri innerblåsa i kloropren (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon). Anslutningsnippel (258-1010) hon-del för anslutning till vägg- eller bordsmanometer medföljer. Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn 0 - 1 år	innerblåsa 3 x 20 cm	1000-21017
Barn 1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2000-21017
Barn och ungdom	innerblåsa 9 x 28 cm	3000-21017
Vuxen normal arm	innerblåsa 12 x 35 cm	4000-21017
Vuxen kraftig arm	innerblåsa 15 x 43 cm	5000-21017
Vuxen lårben	innerblåsa 18 x 60 cm	6000-21017
Vuxen kraftig kort arm	innerblåsa 14 x 40 cm, konisk	7000-21017



Art.nr 4000-21017