



747450

Tork Tvättlapp

Förbättra patientvården med Tork Tvättlapp som passar perfekt när man tvättar patienten med vatten och en mild tvål.

- Tvättlapp av tåligt och mjukt tyg för hög effektivitet

747450

Tork Tvättlapp

Produktdata

System

Färg

Vit

Miljömärkningar/Fördelar



Leveransdata

	Konsument-förpackning (CON)	Transport-förpackning (TRP)	Pall (PAL)
EAN	7322540001709	7322540001754	7322540589672
Förpacknings-material	Plastic	Carton	
Antal	80	1600 (20 CON)	44800 (28 TRP)
Bruttovikt	529 g	11.2 kg	314.3 kg
Höjd	95 mm	264 mm	1998 mm
Längd	110 mm	561 mm	1200 mm
Bredd	250 mm	386 mm	800 mm
Nettovikt	524.4 g	10.5 kg	293.66 kg
Volym	2.61 dm3	57.17 dm3	1.6 m3