



KD-JECT® E

KD-JECT® E enteralsprutor är tredelade sprutor utrustade med en hon-ENFit-koppling. De är avsedda för enteral administrering av flytande kost eller läkemedel och för enterala uppsugnings- eller spolningsprocedurer. Skalan möjliggör exakt mätning av de volymer som ska administreras eller sugas upp (skalans noggrannhet följer ISO 7886-1).


KD-JECT® E är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.




Produktbeskrivning

- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven trycks ut
- Lila kolv
- Färgkodad dispenserförpackning som kan öppnas på två olika sätt
- Spetsig gummitätning för mindre rester
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år


ENFit LDT hona



ENFit hona



REF	Storlek (ml)	Gradering	Munstycke	Spets	Antal i förpackning
875674	1	0,01	Centrerad	ENFit LDT	100
875681	3	0,1	Centrerad	ENFit LDT	100
875698	5	0,1	Centrerad	ENFit	100
875704	10	0,2	Centrerad	ENFit	100
875711	20	1	Centrerad	ENFit	100
875728	60	1	Excentrisk	ENFit	30
876381	100	2	Centrerad	ENFit	20



Kateterspets

REF	Storlek (ml)	Gradering	Munstycke	Spets	Antal i förpackning
876749	60	1	Centric	Kateterspets	30

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
Cylinder:	Etylen-polypropylen sampolymer (PP)	Medicinskt papper	Etenoxid (EO)	EN ISO 80369-3
Kolv:	Polyeten (PE)	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitätning:	Syntetiskt gummi (polyisopren)			CE 0123
Smörjmedel:	Silikonolja			klass II a
				Kateterspets: klass Is