

PRODUKTBLAD

IR Panntermometer

Produktinformation

KINLee FT3010- infraröd panntermometer är en medicinteknisk produkt avsedd för mätning av pannans temperatur. Termometern påvisar det infraröda utsläppet av huden i pannan vid den uppmätta punkten och beräknar sedan ett axilär-ekvivalent värde. FT3010 använder en mycket exakt teknik med avancerade funktioner. Panntermometern kan också användas för att mäta temperaturen på tex en babyflaska, badvatten eller rumstemperatur (genom att använda ytläget) För att hjälpa till med mätningar i mörker har enheten även bakgrundsbelysning.

- Automatisk på och avstängning
- Stor och tydlig display
- Bakgrundsbelysning
- Inbyggd infraröd laserpekare för exakt mätning utan beröring
- Rengörs med 70 % sprit
- Minne för 32 mätningar
- Valbar mellan Celsius/Fahrenheit
- Snabbmätning med hög precision, bra för barn och vuxna.

EU Standard: MDD Medical Device Directive 93/42/EEC, Class I

OneMed artikelnummer	Avdfp/trpfp	Artikel nr leverantör
1116775	1/40	FT3010

