



Suprapubisset

SupraCath punktionsset med ballong

SupraCath punktionsset med ballong

Punktionssetet innehåller troakar, skalpell, kateterpropp, fixeringstape och en tömbar urinpåse.

Växelssetet innehåller spiralledare, kateterpropp, fixeringstape och en tömbar urinpåse.

Ballongen skall fyllas med sterilt vatten, alternativt med en 10%-ig glycerinlösning.

Vid fyllning med glycerinlösning behöver ballongvolymen ej kontrolleras, om ballongen fylls med sterilt vatten bör ballong- volymen kontrolleras var tredje vecka.

Katetern är tillverkad av silikon och är latexfri.

Troakaren är tillverkad av ABS-plast och rostfritt stål och urinpåsen av PVC.

Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.

Latexfritt, silikon

Art.nr.	Storlek ch	Troakar längd	Kateter längd	Förp.
170727-strl Punktionsset	8-16	12 cm	41 cm	5
170729-strl Växelsset	8-16	ledare	41 cm	5
170606-strl Silikonkateter	8-20		41 cm	10

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 08-88 03 60, www.mediq.se, marknad@mediq.com

2016-08