

Eurotrol HemoTrol® Duo

Eurotrol HemoTrol® Duo är en kontrollösning med känd hemoglobinkoncentration för verifiering av Hemocue® Hb 801 systemets precision. Eurotrol HemoTrol® Duo finns tillgänglig i tre olika nivåer.

- Innehåll: Renat hemolysat av bovint ursprung
- Förvaring: Eurotrol HemoTrol ska förvaras i kylskåp vid 2-8°C
- Hållbarhet: Öppnad flaska förvarad i kyl är hållbar i 9 månader från tillverkningsdatum.
Öppnad flaska är hållbar i 1 månad vid förvaring i kyl eller i rumstemperatur (2-30 °C).
- Förpackning: Droppflaska 2 x 1.0 mL
- Nivåer: Låg (Level 1) ~ 67 – 73 g/L
Normal (Level 2) ~ 127 – 133 g/L
Hög (Level 3) ~ 167 – 173 g/L

För ytterligare information om kontroller, se eurotrol.com.

