



Geka® Gauze Bandage

Gasbinda

Luftig oelastisk gasbinda för fixering av förband mm. Även lämplig vid immobilisering, t.ex. att fixera gipsskenor med, då bindan är oelastisk.

Bindan är lätthanterlig och hudvänlig.

Bindan består av 100 % viskos, med vävda kanter.
Längd: 4m.

Steriliserbar (A121°C)

Storlek	Lev.art.nr.	Avd.fp.	Trp.fp.
4cmx4m	19 160	20	880
6cmx4m	19 161	20	600
8cmx4m	19 162	20	480
10cmx4m	19 163	20	400
12cmx4m	19 164	20	320