



Urinflaska 1000 ml med lock

Urinflaska med lock avsedd för män som har svårt att ta sig till toaletten.

Flaskan rymmer ca 1000 ml och har tydlig volymangivelse graderad i 100ml intervall.



Benämning	Urinflaska	Lock till urinflaska
Sanicare art nr	2907	2908
Volym	1000 ml	-
Material	Polypropylen BE50	PPR 200-CA40 Random CORE NATUR Cas nr 9010-79-1, MB PBN44213 Blå
Vikt	140 g	
Antal produkter/förpackning, st	1 st	
Rengöring av flaskan	Tål värmedesinfektion upp till 120°C	
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex	



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav



Tillverkare:
Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Se till att rengöra flaskan efter varje användning. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: 0346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se