

evercare® Skyddsrock Special

REF: 2733, 2734, 2735

evercare® Skyddsrock Special är en bekväm, vätskeskyddande rock med olika användningsområden i hälso- och sjukvårdsmiljöer. Produkten är för engångsbruk och icke-steril. Extra bekväm design med stickade manschetter. Laminerad framtill och på ärmarna för förbättrat vätskeskydd. Inte laminerad i ryggen för att öka andningsförmågan. Knytband i midjan och kardborreband i nacken för enkel justering för att passa alla. Finns i flera storlekar.

Egenskaper

- ▶ Front och ärmar ogenomträngliga för vätskor
- ▶ Manschetter runt handleder
- ▶ Varje påse innehåller 5 st
- ▶ Finns i tre storlekar
- ▶ Färg: gul



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
2733	Skyddsrock Special, Gul	M, längd 115 cm	5 / 25
2734	Skyddsrock Special, Gul	L, längd 135 cm	5 / 25
2735	Skyddsrock Special, Gul	XL, längd 145 cm	5 / 25

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

n/a

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 20417, EN ISO 15223-1

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Rockens framsida och ärmar	Spunbond PP nonwoven, PE-laminat, antistatisk, gul
Rockens baksida	Spunbond PP nonwoven, antistatisk, gul
Bälte, nackband	Spunbond PP nonwoven, antistatisk, gul
Mudd	PES, vit
Halsetikett	Belagd nonwoven, vit
Kardborrband	PA, vävt band med hake eller ögla, vit
Sytråd	PES, vit

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning		
Dispensförpackning	PE påse transparent	2733: 370 x 520 x 10 2734: 330 x 460 x 10 2735: 370 x 520 x 10
Transportförpackning	TCF eller ECF kvalitet	2733: 430 x 345 x 205 2734: 370 x 290 x 205 2735: 460 x 345 x 216
Förpackningstejp	PVC-fri	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
2733	N/A	06438129311327	06438129511321
2734	N/A	06438129311334	06438129511338
2735	N/A	06438129311341	06438129511345

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.