

evercare[®] Munskydd med öronband, typ II

REF: 2882

evercare[®] Munskydd med öronband, typ II, skapar en barriär för att minimera direktöverföring av smittämnen mellan sjukvårdspersonal och patient. Det är en allroundmask med hög filtreringskapacitet och lågt andningsmotstånd. Rekommenderas för användning vid torr kirurgi, utan risk för stänk. Munskyddet är något kortare på bredden än många andra munskydd, men är samtidigt bredare när det är i öppen storlek. Utformningen av sidotätningen och öronbandens infästning bidrar till att minska glipan vid kinderna och gör att munskyddet följer ansiktets konturer bättre. Denna övergripande design resulterar i en djupare koppform, vilken följer näsans och munnens konturer och gör att munskyddet sitter bättre.

Egenskaper

- ▶ SS-EN 14683:2019
- ▶ Bakteriell filtreringseffektivitet (BFE) ≥ 98 %
- ▶ Engångsanvändning
- ▶ Flexibel näsklämma för korrekt passform
- ▶ Utformad för att ge användaren en utmärkt/förbättrad passform på ansiktsmasken
- ▶ Bekväma öronband utformade för minskat tryck på öronen



Öronband

REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
2882	Munskydd med öronband, typ II, icke-sterilt, Vit	165x90 mm	50 / 2500

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN 14683:2019, Type II, Bacterial Filtration Efficiency (BFE) $\geq 98\%$

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Utsida	Spunbond PP nonwoven, vit
Filtermedia	Smältblåst nonwoven, vit
Insida	Spunbond PP nonwoven, vit
Elastiska öronband	Spandex, polyester och polyamid, latexfri, vit
Näsklämma	100 % PE, 105 mm

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispenserförpackning	Behandlat papper	188 x 98 x 87
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	515 x 395 x 460
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
2882	N/A	6438129324624	6438129524628

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.