

Blodtrycksmätare M6 Comfort

(HEM-7360-E)



OMRON

NYA OMRON M6 Comfort

Blodtrycksmätare som är utrustad med den senaste tekniken AFIB, som kan upptäcka förmaksflimmer med hög noggrannhet. Kliniskt validerad och godkänd för personer med diabetes samt gravida.

M6 Comfort indikerar vid oregelbundna hjärtslag och visar med hjälp av färglampa om du har högt blodtryck. Visar veckovis medelvärde och har minne för två personer + gäst med 100 sparade mätningar per person

M6 Comfort är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen. Den mäter blodtryck och pulsfrekvens enkelt och snabbt. Tack vare enhetens avancerade "IntelliSense"-teknik sker uppblåsningen bekvämt och kontrollerat utan behov av tryckinställning i förväg eller återuppblåsning.

Manschett i storlek 22-42 cm garanterar ett mycket mer tillförlitligt resultat i vilken position som helst runt armen (360 grader) vilket minskar risken för felaktiga resultat. Manschetten är förformad och formar sig bekvämt efter armen och på så sätt skapar ett jämt tryck.

Nyckelfunktioner:

- Intellisens funktion
 - AFIB-Indikerar vid hjärtflimmer
 - I Afib-läget tar mätaren 3 automatiska mätningar efter varandra
 - Jämför senaste mätningen med tidigare mätningar
 - Spårning av morgonhypertoni
 - Visar veckovis medelvärde
 - Indikerar kroppsliga rörelser under mätning
 - Guide för manschettapplicering (OK)
 - Indikerar med hjälp av färglampa vid högt blodtryck
 - Visar medelvärdet för morgon-/kvälls medelvärde
 - Minne för två personer med 100 sparade mätningar/person
-
- **Innehåller** Manschett för armstorlek 22-42 cm, 4 st AA batterier, manualer och förvaringsväska