

# Blodtrycksmätare M7 Intelli IT-AFIB

HEM-7361-ESL



## **OMRON M7 INTELLI IT-AFIB**

*Blodtrycksmätare som är utrustad med den senaste tekniken AFIB, som kan upptäcka förmaksflimmer med hög noggrannhet.*

*Kliniskt validerad och godkänd för personer med diabetes samt gravida.*

*OMRON M7 INTELLI IT-AFIB indikerar vid oregelbundna hjärtslag och visar med hjälp av färglampa om du har högt blodtryck. Visar veckovis medelvärde.*

*Visar morgon-/kvällsmedelvärde och har minne för två personer + gäst med 100 sparade mätningar per person.*

*OMRON M7 INTELLI IT-AFIB har en mobil-app som ansluter till Omron-Bluetooth-enheter och visar dina mätningar, historia, grafer och medelvärden. Gör det enkelt att spara och dela hälsodata med andra program som t.ex. Apple Health. Fungerar med iPhone och Android.*

*Manschett i storlek 22-42 cm som garanterar ett mycket mer tillförlitligt resultat i vilken position som helst runt armen (360 grader) vilket minskar risken för felaktiga resultat. Manschetten är förformad och formar sig bekvämt efter armen och på så sätt skapar ett jämt tryck.*

## **Nyckelfunktioner:**

- Intellisens funktion
- AFIB-Indikerar vid hjärtflimmer
- I Afib-läget tar mätaren 3 automatiska mätningar efter varandra
- OMRON connect: ladda ned appen och se dina värden i mobilen
- Spårning av morgonhypertoni
- Visar veckovis medelvärde
- Indikerar kroppsliga rörelser under mätning
- Guide för manschettapplicering (OK)
- Indikerar med hjälp av färglampa vid högt blodtryck
- Visar medelvärdet för morgon-/kvälls medelvärde
- Minne för två personer med 100 sparade mätningar/person
- **Innehåller** Manschett för armstorlek 22-42 cm, 4 st AA batterier, manualer och förvaringsväska