

SELEFA® Runda nonwoven-kompresser

REF: 223256

SELEFA® Runda nonwoven-kompresser har ett brett användningsområde: preoperativ hudrengöring, rengöring av sår och skrubbsår, avtorkning, absorption, skydd osv. De kan också användas för att stoppa blödningar och applicera topiska läkemedel. Materialets mjukhet säkerställer god kontakt med sår och hud, eftersom det vidhäftar mindre och släpper mindre ludd än gasväv.

Egenskaper

- ▶ Nonwoven-material i viskos/polyester av hög kvalitet
- ▶ Mjukt material med låg luddning
- ▶ Effektiv absorption av vätska och sårvätska
- ▶ Mindre vidhäftande på såret än vävda gasvävsförband



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
223256	Runda nonwoven-kompresser, icke-sterila	Ø 70mm	100 / 1000

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



REACH förordning: De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav: Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard: EN 1644-1, EN 1644-2

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Huvudmaterial	Nonwoven, 70 % viskos och 30 % polyester, vit
Elastisk ring	Silikonbaserad resår

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispenserförpackning	PE påse, Transparent	360 x 600
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	600 x 250 x 650
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
223256	N/A	06438129352320	06438129552324

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.