

Kompress gasväv 8L, 5-pack, steril

REF: 2222705, 2222725, 2222745

SELEFA® Kompress gasväv, 5-pack, steril kan användas för icke-invasiva medicinska procedurer, såsom polstring, absorbera blod och utsöndringar, hud- och sårrengöring eller som sekundär förband.

Egenskaper:

- ▶ 100% bomull (17 trådar/cm²)
- ▶ Peroxid blekt (inget klor)
- ▶ 8-lager vikt
- ▶ Vikta kanter för att förhindra lösa trådar
- ▶ Steriliseras med etylenoxidgas (EO)
- ▶ 5 kompresser per pack



REF	Beskrivning	Storlek	AVDFP/TRPFP
2222705	Kompress gasväv 8L 5p, steril	5 x 5 cm	125/2500
2222725	Kompress gasväv 8L 5p, steril	7,5 x 7,5 cm	125/2500
2222745	Kompress gasväv 8L 5p, steril	10 x 10 cm	125/2250

Försäljningsenhet: AVDFP

Teknisk information

Förordningar

Produkten uppfyller legala krav för medicintekniska produkter
EO steriliserad enligt giltig version av ISO 11135.



REACH förordning: Produkterna som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (EHCA).

Biologisk utvärdering: EN ISO 10993-5; EN ISO 10993-7; EN ISO 10993-10

Uppfyller legala föreskrifter för: Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class Is

Uppfyller produktstandard: EN 14079

Kvalitetsstandard: EN ISO 13485

Etikettinformation: EN ISO 15223-1, EN ISO 11607-1 och EN 1041

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Råmaterial	100 % bomull, vit, 17 trådar/cm ²

Varningar och rekommendationer

Varningar:	Produkten är endast avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper kraftigt försämrats eller utgöra en patientrisk.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon
Avfallsrekommendationer	Följ lokala anvisningar.
Hållbarhet	5år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x B x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper / Plastfilm PA/PE	2222705: 75 x 90
		2222725: 100 x 114
		2222745: 133 x 135
AVDFP	Kartong, ECF eller TCF kvalitet	2222705: 90 x 78 145
		2222725: 115 x 95 x 145
		2222745: 135 x 130 x 145

TRPFP	Kartong, ECF elelr TCF kvalitet	2222705: 400 x 190 x300 2222725: 600 x 200 x300 2222745: 400 x 300 x420
Packtejp	Transparent, PVC-fri	N/A

Streckkoder

REF	Enhetsförpackning	AVDFP	TRPFP
2222705	 6 438129 151015	 6 438129 351019	 6 438129 551013
2222725	 6 438129 151022	 6 438129 351026	 6 438129 551020
2222745	 6 438129 151039	 6 438129 351033	 6 438129 551037



Tillverkad i Kina för
OneMed Group Oy

Address: Metsäläntie 20
Postal Address: P.O. Box 10
FI-00321 Helsinki, Finland
Phone +358 20 786 6800
www.onemed.com
Domicile Helsinki
Business ID 2039640-1