


Kompress gasväv 8L, 2-pack, steril

REF: 2222702, 2222722, 2222742

SELEFA® Kompress gasväv kan användas för icke-invasiva medicinska procedurer, såsom polstring, absorbering av blod och utsöndringar, hud- och sårrengöring eller som primär/sekundär förband.

Egenskaper:

- ▶ 100% bomull (17 trådar/cm²)
- ▶ Peroxid blekt (inget klor)
- ▶ 8-lager vikt
- ▶ Vikta kanter för att förhindra lösa trådar.
- ▶ Steriliserad med etylenoxidgas (EO)
- ▶ 2 kompresser per pack



REF	Beskrivning	Storlek	AVDFP/TRPFP
2222702	Kompress gasväv 8L 2p steril	5 x 5 cm	120/2400
2222722	Kompress gasväv 8L 2p steril	7,5 x 7,5 cm	120/2400
2222742	Kompress gasväv 8L 2p steril	10 x 10 cm	120/2160

Försäljningsenhet: AVDFP

Teknisk information

Förordningar

Produkten uppfyller legala krav för medicintekniska produkter
EO steriliserad enligt giltig version av ISO 11135.



REACH förordning: Produkterna som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (EHCA).

Biologisk utvärdering: EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-7 och EN ISO 10993-10

Uppfyller legala föreskrifter för: Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class Is

Uppfyller produktstandard: EN 14079

Kvalitetsstandard: EN ISO 13485

Etikettinformation: EN ISO 15223-1, EN ISO 11607-1 och EN 1041

Material

Komponent Råmaterial och egenskaper

Råmaterial 100 % bomull, vit, 17 trådar/cm²

Varningar och rekommendationer

Varningar: Produkten är endast avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper kraftigt försämrats eller utgöra en patientrisk.

Förvaringsrekommendationer Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon

Avfallsrekommendationer Följ lokala anvisningar

Hållbarhet 5år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x B x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper / Plastfilm PA/PE	2222702: 75 x 90
		2222722: 100 x 114
		2222742: 133 x 135
AVDFP	Kartong, ECF eller TCF kvalitet	2222702: 90 x 78 145
		2222722: 115 x 95 x 145
		2222742: 135 x 130 x 145

TRPFP	Kartong, ECF eller TCF kvalitet	2222702: 400 x 190 x 300 2222722: 600 x 200 x 300 2222742: 400 x 300 x 420
Packtejp	Transparent, PVC-fri	N/A

Streckkoder

REF	Enhetsförpackning	AVDFP	TRPFP
2222702	 6 438129 150971	 6 438129 350975	 6 438129 550979
2222722	 6 438129 150988	 6 438129 350982	 6 438129 550986
2222742	 6 438129 150995	 6 438129 350999	 6 438129 550993

ONEMED

Tillverkad i Kina för
OneMed Group Oy

Address: Metsäläntie 20
Postal Address: P.O. Box 10
FI-00321 Helsinki, Finland
Phone +358 20 786 6800
www.onemed.com
Domicile Helsinki
Business ID 2039640-1