

## SELEFA® nonwoven-kompresser, 5-pack, sterila

REF: 2232705, 2232725, 2232745, 2232765

SELEFA® Nonwoven-kompresser, 4-lags, sterila är tillverkade av mjukt och mycket absorberande nonwoven-material. De används främst för rengöring och absorption av sårvätska och från sår och skrubbsår.

### Egenskaper

- ▶ Nonwoven-material i viskos/polyester av hög kvalitet
- ▶ Mycket mjuka, med låg luddning
- ▶ Håller formen, även när den är våt
- ▶ Fritt från bindemedel och optiska vitmedel
- ▶ Effektiv absorption av vätska och sårvätska
- ▶ Mindre vidhäftande på såret än gasväv
- ▶ Finns i flera storlekar
- ▶ För sårrengöring och vaddering, absorption av sårvätska, preoperativ hudrengöring m.m.
- ▶ Kan användas som primär- eller sekundärförband
- ▶ Steriliserad med EO
- ▶ Lättanvänd påse
- ▶ 5-pack




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
2232705	Nonwoven-kompresser, 4-lags, 5-pack, sterila, Vit	5x5cm	150 / 3000
2232725	Nonwoven-kompresser, 4-lags, 5-pack, sterila, Vit	7,5x7,5cm	150 / 3000
2232745	Nonwoven-kompresser, 4-lags, 5-pack, sterila, Vit	10x10cm	150 / 2700
2232765	Nonwoven-kompresser, 4-lags, 5-pack, sterila, Vit	10x20cm	40 / 720

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



**REACH förordning:**

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

**Biologisk utvärdering:**

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

**I enlighet med legala krav:**

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

**Uppfyller produktstandard:**

EN ISO 11607-1, EN ISO 11135

**Kvalitetsstandarder:**

EN ISO 13485

**Etiketter och förpackningskrav:**

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Material

**Komponent**

**Råmaterial och egenskaper**

**Huvudmaterial**

Nonwoven, 70 % viskos och 30 % polyester, vit

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PP/PE film	2232705: 72 x 88 2232725: 98 x 113 2232745: 122 x 138 2232765: 133 x 249
<b>Dispensförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2232705: 90 x 70 x 180 2232725: 115 x 95 x 180 2232745: 140 x 120 x 180 2232765: 250 x 130 x 60
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2232705: 370 x 190 x 370 2232725: 595 x 200 x 370 2232745: 435 x 370 x 370 2232765: 400 x 260 x 380
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
<b>2232705</b>	06438129151091	06438129351095	06438129551099
<b>2232725</b>	06438129151107	06438129351101	06438129551105
<b>2232745</b>	06438129151114	06438129351118	06438129551112
<b>2232765</b>	06438129151121	06438129351125	06438129551129

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.