

SELEFA® Nonwoven-kompresser, 2-pack, sterila

REF: 2232702, 2232722, 2232742, 2232762

SELEFA® Nonwoven-kompresser, 4-lags, sterila är tillverkade av mjukt och mycket absorberande nonwoven-material. De används främst för rengöring och absorption av sårvätska och från sår och skrubbsår.

Egenskaper

- ▶ Nonwoven-material i viskos/polyester av hög kvalitet
- ▶ Mycket mjuka, med låg luddning
- ▶ Håller formen, även när den är våt
- ▶ Fritt från bindemedel och optiska vitmedel
- ▶ Effektiv absorption av vätska och sårvätska
- ▶ Mindre vidhäftande på såret än gasväv
- ▶ Finns i flera storlekar
- ▶ För sårrengöring och vaddering, absorption av sårvätska, preoperativ hudrengöring m.m.
- ▶ Kan användas som primär- eller sekundärförband
- ▶ Steriliserad med EO
- ▶ Lättanvänd påse
- ▶ 2-pack




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
2232702	Nonwoven-kompresser, 4-lags, 2-pack, sterila, Vit	5x5cm	140 / 2800
2232722	Nonwoven-kompresser, 4-lags, 2-pack, sterila, Vit	7,5x7,5cm	140 / 2800
2232742	Nonwoven-kompresser, 4-lags, 2-pack, sterila, Vit	10x10 cm	140 / 2520
2232762	Nonwoven-kompresser, 4-lags, 2-pack, sterila, Vit	10x20cm	70 / 1260

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning: De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav: Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard: EN ISO 11607-1, EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent

Råmaterial och egenskaper

Huvudmaterial Nonwoven, 70 % viskos och 30 % polyester, vit

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PP/PE film	2232702: 98 x 116 2232722: 72 x 88 2232742: 98 x 113 2232762: 122 x 138
Dispensförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2232702: 237 x 100 x 116 2232722: 90 x 70 x 180 2232742: 115 x 95 x 180 2232762: 140 x 120 x 180
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2232702: 595 x 245 x 415 2232722: 370 x 190 x 370 2232742: 595 x 200 x 370 2232762: 435 x 370 x 370
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
2232702	06438129151053	06438129351057	06438129551051
2232722	06438129151060	06438129351064	06438129551068
2232742	06438129151077	06438129351071	06438129551075
2232762	06438129151084	06438129351088	06438129551082

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.