

## SELEFA<sup>®</sup> Runda gasvävstorkar i nonwoven, 5-pack, sterila

REF: 22325030, 22325040, 22325050

SELEFA<sup>®</sup> Runda gasvävstorkar i nonwoven, sterila, har ett brett användningsområde, till exempel: preoperativ hudrengöring, rengöring av sår och skrubbsår, avtorkning, absorption, skydd osv. De kan också användas för att stoppa blödningar och applicera topiska läkemedel. Materialets mjukhet säkerställer god kontakt med sår och hud, eftersom det vidhäftar mindre och släpper mindre ludd än gasväv.

### Egenskaper

- ▶ Nonwoven-material i viskos/polyester av hög kvalitet
- ▶ Mjukt material med låg luddning
- ▶ Effektiv absorption av vätska och sårvätska
- ▶ Mindre vidhäftande på såret än vävda gasvävsförband
- ▶ Steriliserad med EO
- ▶ Lättanvänd påse
- ▶ 5-pack




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
22325030	Runda gasvävstorkar i nonwoven, 5-pack, sterila	Ø 30mm	75 / 1500
22325040	Runda gasvävstorkar i nonwoven, 5-pack, sterila	Ø 40mm	75 / 1350
22325050	Runda gasvävstorkar i nonwoven, 5-pack, sterila	Ø 50mm	50 / 900

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11607-1, EN ISO 11135

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Huvudmaterial	Nonwoven, 70 % viskos och 30 % polyester, vit
Elastisk ring	Silikonbaserad resår

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PP/PE film	22325030: 98 x 113 22325040: 122 x 138 22325050: 122 x 138
<b>Dispensförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	22325030: 115 x 95 x 140 22325040: 140 x 120 x 150 22325050: 140 x 120 x 150
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	22325030: 495 x 240 x 290 22325040: 435 x 370 x 310 22325050: 435 x 370 x 310
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
<b>22325030</b>	06438129151183	06438129351187	06438129551181
<b>22325040</b>	06438129151190	06438129351194	06438129551198
<b>22325050</b>	06438129151206	06438129351200	06438129551204

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.