


Kompress gasväv 12L, 2-pack, steril

REF: 222289, 222291, 2222762

SELEFA® Kompress gasväv kan användas för icke-invasiva medicinska procedurer, såsom polstring, absorbera blod och utsöndringar, hud- och sårrengöring eller som sekundär förband.

Egenskaper:

- ▶ 100% bomull (17 trådar/cm²)
- ▶ Peroxid blekt (inget klor)
- ▶ 12-lager vikt
- ▶ Vikta kanter för att förhindra lösa trådar
- ▶ Steriliseras med etylenoxidgas (EO)
- ▶ 2 kompresser per pack



REF	Beskrivning	Storlek	AVDFP/TRPFP
222289	Kompress gasväv 12L 5-pack, steril	10 x 10 cm	80/1280
222291	Kompress gasväv 12L 5-pack, steril	5 x 5 cm	80/1440
2222762	Kompress gasväv 12L 5-pack, steril	10 x 20 cm	40/720

Försäljningsenhet: AVDFP

Teknisk information

Förordninga

Produkten uppfyller legala krav för medicintekniska produkter
EO steriliserad enligt giltig version av ISO 11135.



REACH förordning: Produkterna som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (EHCA).

Biologisk utvärdering: EN ISO 10993-5; EN ISO 10993-7; EN ISO 10993-10

Uppfyller legala föreskrifter för: Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class Is

Uppfyller produktstandard: EN 14079

Kvalitetsstandard: EN ISO 13485

Etikettinformation: EN ISO 15223-1, EN ISO 11607-1 och EN 1041

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Råmaterial	100 % bomull, vit, 17 trådar/cm ²

Varningar och rekommendationer

Varningar:	Produkten är endast avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper kraftigt försämrats eller utgöra en patientrisk.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon
Avfallsrekommendationer	Följ lokala anvisningar.
Hållbarhet	5år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x B x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper / Plastfilm PA/PE	222289: 133 x 135
		222291: 75 x 90
		2222762: 133 x 241
AVDFP	Kartong, ECF eller TCF kvalitet	222289: 135 x 130 x 145
		222291: 90 x 78 x 145
		2222762: 250 x 130 x 90

TRPFP	Kartong, ECF eller TCF kvalitet	222289: 530 x 280 x 300 222291: 280 x 245 x 300 2222762: 400 x 280 x 510
Packtejp	Transparent, PVC-fri	N / A

Streckkoder

REF	Enhetsförpackning	AVDFP	TRPFP
222289	 6 438129 151404	 6 438129 351408	 6 438129 551402
222291	 6 438129 151428	 6 438129 351422	 6 438129 551426
2222762	 6 438129 151008	 6 438129 351002	 6 438129 551006

ONEMED

Tillverkad i Kina för
OneMed Group Oy

Address: Metsäläntie 20
Postal Address: P.O. Box 10
FI-00321 Helsinki, Finland
Phone +358 20 786 6800
www.onemed.com
Domicile Helsinki
Business ID 2039640-1