

# Beroject III


**Beroject III** sprutor med kateterspets består av följande delar: cylinder, kolv och gummitätning (packning).

De har en kateterspets och är avsedda för spolning av sår, urinblåsa och andra ihåliga organ. Vissa varianter är utrustade med en separat luer-adapter. Beroject-sprutan har mjuka och jämna glidegenskaper.


**Beroject III** är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.

## Produktbeskrivning

- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven trycks ut
- Färgkodad dispenserförpackning
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



Centrerad spets



Kateterspets

REF	Storlek (ml)	Ext (ml)	Gradering	Munstycke	Spets	Antal i förpackning
B948371D	50/60	60	1	centrerad	Kateter	20
B943840D	100	100	2	centrerad	Kateter	25
B943840T	100	100	2	centrerad	Kateter	25

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
<b>Cylinder:</b>	Etylen-polypropylen copolymer (PP)	Medicinskt papper	Etenoxid (EO)	EN ISO 13485
<b>Kolv:</b>	Polyeten (PE)	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 7886-1
<b>Gummitätning:</b>	Syntetiskt gummi (polyisopren)			CE 0123
<b>Smörjmedel:</b>	Silikonolja			Klass 1s