

Injektion & Infusion **PRODUKTE**



2020

version 1

Beroject III


För exakt beredning, injicering och applicering erbjuder Beromed ett brett utbud av engångssprutor med och utan nålar.

Utbudet av engångssprutor består av 3-delade sprutor med luer, luer-lås eller kateterspetskoppling.


Beromed är miljövänlig då den innehåller 18–27 procent mindre plast än en KD-Ject-spruta.




Luer-lock



Centrerad spets



Excentrisk spets



Kateterspets



Beroject III

Beroject III sterila sprutor med luer-spets för engångsbruk består av tre delar – cylinder, kolv och packning (gummitätning).

De är avsedda för antingen injicering av läkemedel i kombination med andra medicintekniska produkter som hypodermiska nålar eller för provtagning av kroppsvätskor.


Beroject III är giffri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.

Produktbeskrivning


- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven trycks ut
- Färgkodad dispenserförpackning
- Spetsig gummitätning för mindre rester
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



Luer-lock



Centrerad spets



Excentrisk spets

REF	Storlek (ml)	Ext (ml)	Gradering	Munstycke	Spets	Antal i förpackning
B943888	1	1	0,1	centrerad	Luer	100
B943451	2	2,5	0,1	centrerad	Luer	100
B948425	3	3	0,1	centrerad	Luer	100
B943727C	5	6	0,2	centrerad	Luer	100
B943741	10	12	0,5	excentrisk	Luer	100
B943482	20	22	1	excentrisk	Luer	100
B947626	50/60	60	1	excentrisk	Luer	30

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
Cylinder:	Etylen-polypropylen sampolymer (PP)	Medicinskt papper	Etenoxid (EO)	EN ISO 13485
Kolv:	Polyeten (PE)	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitätning:	Syntetiskt gummi (polyisopren)			CE 0123
Smörjmedel:	Silikonolja			klass II a

Beroject III

Beroject III sterila sprutor med luer-låsspets för engångsbruk består av tre delar – cylinder, kolv och packning (gummitätning).

De är avsedda för antingen injicering av läkemedel i kombination med andra medicintekniska produkter som hypodermiska nålar eller för provtagning av kroppsvätskor.


Beroject III är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.

Produktbeskrivning

- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven trycks ut
- Färgkodad dispenserförpackning
- Spetsig gummitätning för mindre rester
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



Luer-lock



Centrerad spets

REF	Storlek (ml)	Ext (ml)	Gradering	Munstycke	Spets	Antal i förpackning
B956017	1	1	0,1	centrerad	Luer-lås	100
B947565	2	2,5	0,1	centrerad	Luer-lås	100
B947572	3	3	0,1	centrerad	Luer-lås	100
B947589	5	6	0,2	centrerad	Luer-lås	100
B947596	10	12	0,5	centrerad	Luer-lås	100
B947602	20	22	1	centrerad	Luer-lås	50
B948364E	50/60	60	1	centrerad	Luer-lås	25

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
Cylinder:	Etylen-polypropylen sampolymer (PP)	Medicinskt papper	Etenoxid (EO)	EN ISO 13485
Kolv:	Polyeten (PE)	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitätning:	Syntetiskt gummi (polyisopren)			CE 0123
Smörjmedel:	Silikonolja			klass II a

Beroject III


Beroject III sprutor med kateterspets består av följande delar: cylinder, kolv och gummitätning (packning).

De har en kateterspets och är avsedda för spolning av sår, urinblåsa och andra ihåliga organ. Vissa varianter är utrustade med en separat luer-adapter. Beroject-sprutan har mjuka och jämna glidegenskaper.


Beroject III är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.

Produktbeskrivning

- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven trycks ut
- Färgkodad dispenserförpackning
- Spetsig gummitätning för mindre rester
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



Centrerad spets



Kateterspets

REF	Storlek (ml)	Ext (ml)	Gradering	Munstycke	Spets	Antal i förpackning
B943840E	50/60	60	1	centrerad	Kateter	50
B943840E	100	100	2	centrerad	Kateter	25
B948371E	100	100	2	centrerad	Kateter	25

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
Cylinder:	Etylen-polypropylen sampolymer (PP)	Medicinskt papper	Etenoxid (EO)	EN ISO 13485
Kolv:	Polyeten (PE)	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitätning:	Syntetiskt gummi (polyisopren)			CE 0123
Smörjmedel:	Silikonolja			klass II a



BEROMED

av

ONEMED



© OneMed Group Beromed Produktkatalog injicering och infusioner
Publikation 08/2020 version1

OneMed Group Oy
P.O.Box 10 (Metsäläntie 20), FI-00321 Helsingfors
Telefon + 358 20 786 6800
www.onemed.com