

Pulsoximeter

Till fingermätning



Onyx Vantage 9590 pulsoximeter

- Liten, snabb och enkel för stickprovskontroller
- Automatisk på/av funktion (startar när du sätter den på fingret)
- Robust design tålig i alla miljöer
- Upp till 6000 mätningar eller 36 timmars kontinuerlig drifttid
- Levereras med 2 st AAA batterier
- Kan användas på barn och vuxna med fingerstorlek på 8-26 mm
- Finns i flera färger
- 4 års garanti

Onyx II 9550 + 9560 Pulsoximeter

- Liten, snabb och enkel för stickprovskontroller
- Automatisk på/av funktion (startar när du sätter den på fingret)
- Robust design tålig i alla miljöer
- Kan användas på barn och vuxna med fingerstorlek på 8-26 mm
- Används av US Army and US Air Force aeromedical certification for use in helicopters
- 2500 mätningar eller 21 timmars kontinuerlig drifttid
- Finns i svart färg
- 4 års garanti

Onyx II 9560

- Inbyggt Bluetooth Wireless 2.0
- Idealisk både som spotcheck och övervakning för observation upp till 100 m avstånd

